

## Spitzen 300 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741633X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3073 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1160-965-008-9

**73,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	300 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück



### 300 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin LTS E4XLS 8 Ch 20-300; 12 Ch 20-300
- Rainin LTS Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 20-300
- Rainin LTS XLS+ 1/12 Ch 20-300