

Spitzen 1000 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741622X



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3082 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1068-960-008-9

51,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 1000 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Labcon |
| Spezialeigenschaften: | Rainin Typ |
| Sterilität: | unsteril |
| Verpackung: | 6 Racks à 96 Stück |



1000 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000
- Rainin E4XLS 8 Ch 100-1000; 12 Ch 100-1000
- Rainin EDP1 with LTS 100-1000
- Rainin EDP3 with LTS 100-1000; 8/24 Ch 100-1000
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 100-1000

- Rainin XLS+ 1/12 100-1000, 100-1200