

Spitzen 1000 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741623X



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3083 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1068-965-008-9

58,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück



1000 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000
- Rainin E4XLS 8 Ch 100-1000; 12 Ch 100-1000
- Rainin EDP1 with LTS 100-1000
- Rainin EDP3 with LTS 100-1000; 8/24 Ch 100-1000
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 100-1000

- Rainin XLS+ 1/12 100-1000, 100-1200