

Filterspitzen 200 µl XL UltraFine

steril, Länge 83.8 mm



labcon

6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC2665 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1156-965-008-9

75,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück