

SC Culture Tubes 12 x 75 mm, U-Boden, PS, klar

Kapazität 5 ml, mit PE Dual Position Caps



Packung à 1000 Tubes und 1000 Caps

Artikel-Nr.: LC7030 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3315-800-000-9

115,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Deckel:** Mit 2-Position Schnappdeckel
Farbe: klar
Form: U-Boden
Material: PS
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 1000 Tubes und 1000 Caps
Volumen: 5.0 ml