

## Dual Position Caps für 12 x 75 mm Tubes

passend für 12 x 75 mm Tubes Art.Nr. LC7012-LC7029



3 Packungen à 1000 Caps = 3000 Caps

Artikel-Nr.: LC7050 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3300-800-000-9

**99,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** 2-Position Schnappdeckel

**Farbe:** farblos

**Material:** PS

**Verpackung:** 3 Packungen à 1000 Caps = 3000 Caps