

## Plug Caps, PE, orange

passend für LC Tubes 13 x 100 und 12 x 75 mm



Abbildung ähnlich  
Farbangabe beachten



Packung à 1000 Caps

Artikel-Nr.: LC7095 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3302-803-000-9

**26,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Plug Caps  
**Farbe:** orange  
**Material:** PE  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** Packung à 1000 Caps