

Plug Caps, PE, blau

passend für LC Tubes 13 x 100 und 12 x 75 mm



Abbildung ähnlich
Farbangabe beachten

labcon

Packung à 1000 Caps

Artikel-Nr.: LC7092 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3302-806-000-9

26,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Plug Caps
Farbe: blau
Material: PE
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 1000 Caps