

Western-Ready Rapid Protein Extraction Buffer



BioLegend
From Revvity

100 mL

Artikel-Nr.: B426305 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 426305

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:WB

Format: WSTRN_RDY

Verpackung: 100 ml

Western-Ready Rapid Protein Extraction Buffer

Clone:

Isotype:

Other_Names: Lysis Buffer, Protein Buffer

Size: 100 mL

Reactivity:

Format: WSTRN_RDY

App_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18194>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>