

## Spitzen 1200 µl UltraFine, steril

für Sartorius/Biohit 1200 µl Mehrkanal Pipetten



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1515 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1048-965-008-9

**107,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	6 Racks à 96 Stück