

## riboPOOL ribo-seq 12 reaction kit

(human/mouse/rat)



siTOOLS  
BIOTECH

12 reactions

Artikel-Nr.: 27DP-K012-000050 | siTOOLS

**823,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Ribosome Profiling  
**Kit / Sonden:** Kit  
**Species:** Maus, Mensch, Ratte  
**Standard/Combination:** Ribopool  
**Verpackung:** 12 reactions

Effiziente Entfernung der rRNA Lückenlose Abdeckung der rRNA Speziell für RiboSeq optimierte Sonden Ratio

Präparation der Ribosomenfraktion: Zur Fraktionierung der Mono- und Polysomen nach der Dichtegradientenzentrifugation kann der si-Fractor eingesetzt werden. <https://www.biozym.com/laborgeraete/zubehoer-fplchplc/54435/zubehoer-fplc/hplc?number=27EQ-F001-D11>