

riboPOOL ribo-seq 12 reaction kit

(mouse/rat)



siTOOLS
BIOTECH

12 reactions

Artikel-Nr.: 27DP-K012-000052 | siTOOLS

823,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Ribosome Profiling
Kit / Sonden: Kit
Species: Maus, Ratte
Standard/Combination: Ribopool
Verpackung: 12 reactions

Effiziente Entfernung der rRNA Lückenlose Abdeckung der rRNA Speziell für RiboSeq optimierte Sonden Ratio

Präparation der Ribosomenfraktion: Zur Fraktionierung der Mono- und Polysomen nach der Dichtegradientenzentrifugation kann der si-Factor eingesetzt werden. <https://www.biozym.com/laborgeraete/zubehoer-fplchplc/54435/zubehoer-fplc/hplc?number=27EQ-F001-D11>