

## Hot Start PCR Master Mix, lyophilized, 2x



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350201103 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0201103

**149,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Format:</b>	Lyophilisiert
<b>High-Fidelity:</b>	nein
<b>Hot-Start:</b>	ja
<b>Master Mix / Enzym:</b>	Master Mix
<b>Multiplex:</b>	nein
<b>PCR / RTPCR:</b>	PCR
<b>PCR-Optimierung:</b>	Standard
<b>Verpackung:</b>	200 rxn of 50 µl

### Eigenschaften

- Raumtemperaturstabile Enzyme und Mixe
- Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase
- Hot-Start für hohe PCR-Spezifität und Sensitivität
- Optimierter Master Mix für schnelles Setup

### Anwendungen

- Umgebungsversand und Lagerung bei Raumtemperatur
- Routinemäßige und anspruchsvolle PCR-Anwendungen
- PCR-Amplifikation bis zu 3 kb
- TA-Cloning