

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet Air 1000 - 10000 µl

Increment 10.0 µl, ISO8655 zertifiziert  
variables Volumen



**Nichiryo**

1 Stück

Artikel-Nr.: 656117 | Nichiryo

**327,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet Air  
**Pipettenvolumen:** bis 10000 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

**Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan**

#### Die Vorteile:

- Nur 66 Gramm (2 µl) bis 90 Gramm (1000 µl) schwer
- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie