

Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf

Länge 68 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0197 | Biozym

20,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Rundkopf
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 68 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>