

## Handschuhbox-Halter für 3 Dispenser

für 3 Dispenser, Draht mit Epoxid Beschichtung  
250 x 454 x 108 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 1 Stück  
Artikel-Nr.: 743334 | Biozym

**77,50 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

- Schutz der Halter durch Epoxid Beschichtung
- Universelle Passform für die gängigsten Dispenser-Größen bzw. Typen
- Befestigungsschrauben beiliegend
- Farbe: weiß