

Handschuhbox-Halter für 1 Dispenser, Microban

für 1 Dispenser, Kunststoff mit Microban, blau
254 x 156 x 97 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 3 Stück
Artikel-Nr.: 743338 | Biozym

154,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: Packung à 3 Stück

Modulare Handschuhbox-Halter - Kunststoff, Option „Anti Mikrobiell“

- Schlagfester, gegenüber starken Reinigungsmitteln unempfindlicher Kunststoff
- Wahlweise ohne (weiß) oder mit Microban® Behandlung (blau)
- Microban-Behandlung (blauer Halter) schützt vor mikrobieller Kontamination
- Universelle Passform für die gängigsten Dispenser-Größen bzw. Typen
- Maße: 254 x 156 x 97 mm (BxHxT), Befestigungsschrauben beiliegend