

iFuge M24PR

Kühlzentrifuge, Basiseinheit ohne Rotor



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 552650 | Biozym

3.190,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Kapazität:	0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 5 ml, 8 Well Strips (0.2ml)
Kühlung:	ja
max. RCF (x g):	über 15000
Positionen (1.5/2.0 ml):	25 bis 44
Verpackung:	1 Stück

Eigenschaften

- Temperaturbereich -20 bis 40°C mit Cooling Preset
- Maximale Kapazität 44 x 1.5/2.0 ml Tubes
- Wartungsfreier Brushless Motor
- Geringer Geräuschpegel von <63 dB
- Großes, hintergrundbeleuchtetes LED-Display
- Geschwindigkeit maximal 15000 rpm (18000 bis 22000 x g je nach Rotor)
- Elektronische Unwuchtdetektion und Sicherheitsdeckel mit Auto-Open Funktion nach Laufende
- Minimales Temperaturerhöhung in der Rotorkammer – sicher Probenintegrität
- Programmierbar (99 Programme) und Last-Run-Memory

Verfügbare Rotoren:

- Rotor 4 x 8 Well Strip
- Rotor 8 x 5 ml Tubes

- Rotor 24 x 1.5/2.0 ml Tubes
- Rotor 44 x 1.5/2.0 ml Tubes