

## Digital Magnetic Stirrer 7 x 7 inch

17.8 x 17.8 cm



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H3770-S-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: H3770-S-E

**281,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Digitaldisplay:</b>	ja
<b>Kategorie:</b>	Magnetrührer
<b>Max. Kapazität:</b>	15 l
<b>Oberfläche:</b>	Keramik
<b>Plattform Durchmesser:</b>	bis 180 mm
<b>Rühfunktion:</b>	ja
<b>Verpackung:</b>	1 Stück