

## Digital Hotplate Magnet Stirrer 10 x 10 inch

25.4 x 25.4 cm



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H3710-HS-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: H3710-HS-E

**854,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Digitaldisplay:</b>	ja
<b>Heizfunktion:</b>	ja
<b>Kategorie:</b>	Magnet Heizrührer
<b>Max. Kapazität:</b>	15 l
<b>Oberfläche:</b>	Keramik
<b>Plattform Durchmesser:</b>	bis 180 mm
<b>Rührfunktion:</b>	ja
<b>Verpackung:</b>	1 Stück