

LEGENDplex Human CCL5 (RANTES) Capture Bead A1...



BioLegend
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740992 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 740992

95,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component
Format: LPLEX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human CCL5 (RANTES) Capture Bead A10, 13X

Clone:
Isotype:
Other_Names: Eosinophil chemotactic cytokine, T cell-specific protein P228 (TCP228)
Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human
Format: LPLEX
App_Abbrev: Multiplex - Component
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20171>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>