

LEGENDplex Human CXCL11 (I-TAC) Capture Bead B...



BioLegend
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740997 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 740997

95,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human CXCL11 (I-TAC) Capture Bead B7, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: Interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant (I-TAC)

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20176>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>