

TotalSeq-B0811 anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Rat IgG2b, kappa
927



BioLegend
From Revvity

10 µg

Artikel-Nr.: B127041 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 127041

296,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: PG
Clone: 927
Format: TOTALSEQ_B
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 10 µg

TotalSeq-B0811 anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Clone: 927

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: BST2, tetherin, HM1.2 antigen, bone marrow stromal antigen 2, PDCA-1

Size: 10 µg

Reactivity: Mouse

Format: TOTALSEQ_B

App_Abbrev: PG

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20047>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>