

## myVolt Touch Power Supply

300 V, 400 mA, senkrechter oder waager. Betrieb



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55E2301-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: E2301-E

**735,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Eigenschaften:** 300 V, 400 mA, senkrechter oder waagerechter Betrieb

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** myVolt Power Spplly

**Produkttyp:** Spannungsversorgung

**Verpackung:** 1 Stück