

ZTS-EXPR Express Rack Imager mit DP5 Software

inkl. Controller, HDMI Kabel und Netzteil
mit -80°C Cryoprotection, für 96,48,24 Well Format



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601043-DP5 | Ziath

10.899,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Cryoprotection: Mit Cryoprotection
Lesbare Rack Formate: Racks im SBS Format
Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner
Technologie: Kamera Scanner
Verpackung: 1 Stück

ZTS-EXPR Express Rack Imager von Ziath

- Kompatibel mit 96er, 48er und 24er Tube Racks
- Datenexport in Excel, Text, XML oder als Bild

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

[Informationen zu DP5 \(DataPaq 5\)](#)