


Mirage 2D Code Rackscanner mit DP-5 Software

DataPaq(TM) Cryorack "Imager"
mit -80°C Cryoschutz, für SBS Formate



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601023-DP5 | Ziath

7.090,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- Abmessungen = 208 mm x 135 mm x 80 mm
- Gewicht = 1.35 kg
- Netzteil: Eingang 110-220V +/-10V AC, Ausgang 5V DC 4A
- Leistungsaufnahme = 10 Watt
- Liest alle derzeit verfügbaren 24, 48, 96, 240 Positionsracks
- Bildgebungstechnologie = CMOS-Kamera
- Lesezeit = ca. 2 Sekunden
- Kompatibel mit DataMatrix 2D-Barcodes
- Arbeitstemperatur = 5-35°C
- Datenexport als CSV, Text, Excel®, XML, JSON, Python,
- DB, PNG oder E-Mail
- Betriebssystem auf Host-Computer = Windows® 10, 1

Beschreibung

Cryoprotection: Mit Cryoprotection
Lesbare Rack Formate: Racks im SBS Format
Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner
Technologie: Kamera Scanner
Verpackung: 1 Stück

Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der Standard-Scanner für alle SBS-Rack-Formate

Features:

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Erhältlich mit und ohne -80 °C Cryoschutz
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

[Informationen zu DP5 \(DataPaq 5\)](#)