

## Cube 2D Barcode Rackscanner mit DP5 Software

DP5 - DataPaq(TM) Cryorack "Imager"  
mit -80°C Cryoschutz, für SBS und CryoRack Formate



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601063-DP5 | Ziath

**10.899,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Cryoprotection:** Mit Cryoprotection  
**Lesbare Rack Formate:** Racks im Cryo Format, Racks im SBS Format  
**Produkttyp:** 2D Barcode Rackscanner  
**Technologie:** Kamera Scanner  
**Verpackung:** 1 Stück

**Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der flexible Scanner für alle SBS-Rack- und Cryo-(13 x 13) Formate**

#### Vorteile:

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

[Weitere Informationen zur DataPaq 5 Software \(DP5\)](#)