

Cube 2D Barcode Rackscanner mit DP5 Software

DP5 - DataPaq(TM) Cryorack "Imager"
mit -80°C Cryoschutz, für SBS und CryoRack Formate



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601063-DP5 | Ziath

10.173,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Cryoprotection: Mit Cryoprotection
Lesbare Rack Formate: Racks im Cryo Format, Racks im SBS Format
Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner
Technologie: Kamera Scanner
Verpackung: 1 Stück

Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der flexible Scanner für alle SBS-Rack- und Cryo-(13 x 13) Formate

Vorteile:

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

[Alle Ziath Videos ansehen](#)

[Weitere Informationen zur DataPaq 5 Software \(DP5\)](#)