

Purified anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid

Mouse IgG2b, kappa
A20087H



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B946101 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 946101

90,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA, ICFC, WB
Clone: A20087H
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid

Clone: A20087H
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: Nucleocapsid phosphoprotein, N, Nucleoprotein
Size: 25 µg

Reactivity: SARS-CoV-2
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ELISA, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20603>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>