

APC anti-mouse CD204

Rat IgG2a, kappa
1F8C33



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B154711 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 154711

138,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 1F8C33
Format: APC
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse CD204

Clone: 1F8C33

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Msr1, MSR, SR-A, Scavenger receptor type A, Macrophage scavenger receptor I, Scara1

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20744>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>