

## Purified anti-human CD195 (CCR5)

Rat IgG2a, kappa  
HEK/1/85a



**BioLegend**  
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B313720 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 313720

**184,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** HEK/1/85a  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Rat IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD195 (CCR5)

Clone: HEK/1/85a

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other\_Names: CCR5, C-C chemokine receptor type 5, HIV-1 fusion co-receptor

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20686>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>