

BeadBath Duo, 2 l bath

including lift off lid



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B2402-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B2402-E

912,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich Wasserbad Modus:** RT plus 5 °C bis 80 °C
- **Temperaturbereich Beadbad Modus:** RT plus 5 °C bis 70 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0.2 °C
- **Temperaturinkrement:** 1.0 °C
- **Temperatur Uniformität Wasserbad Modus:** +/- 0.2 °C
- **Temperatur Uniformität Beadbad Modus:** +/- 0.9 °C
- **Außenmaß (2 L):** 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
- **Innenmaß Kammer (2 L):** 14 x 15.35 x 10.36 cm
- **Gewicht:** 2.2 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Metallbeads nicht im Lieferumfang enthalten

Die Vorteile:

- Zwei separate Modi für BEADS oder WASSER
- Quik-Cal™, einfache Kalibrierfunktion im Labor
- Bietet alle Vorteile eines „Bead Bath“
 - Eliminiert ständiges Nachfüllen (Burn-Out-Schutz)
 - Einfaches (zubehörloses) Sichern von Tuben und Flaschen
 - Ermöglicht abgewinkelte Inkubationen
 - Läuft konstant (kein Warten auf Aufheizen)
- Lieferung ohne Beads. Siehe Zubehör