

## Rapid Cap for capping of MIC Tubes



**obms**  
bio molecular systems

1 Stück

Artikel-Nr.: 68MIC-RAPIDCAP | Bio Molecular Systems

**830,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 1 Stück

Rapid Cap zum zeitgleichen Verschluss von bis zu 48 Mic Tubes im Rack.

Mitgeliefert werden fünf rote Deckel-Leerracks in die lose Mic-Caps (aus Standard Mic-Tube/Cap VEs, 68MIC-60653) manuell gesteckt werden können.

Mit dem Tool können demnach auch Teilmengen an Tubes schnell und ergonomisch verschlossen werden.