

## TheraPEAK™ ACK lysing buffer (1X)

GMP Grade



# Lonza

100 ml

Artikel-Nr.: 882090-FFM | Lonza | Hersteller-Nr.: BP10-548E

**34,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Erythrozyten Lysepuffer

**Kategorie:** Zellkultur Reagenzien

**Produkttyp:** Puffer

**Verpackung:** 100 ml

Ammonium-Chlorid-Kalium (ACK) Lysepuffer wird verwendet, um rote Blutkörperchen in Präparaten zu lysieren, die weiße Blutkörperchen enthalten.

Beispiele:

- Knochenmark
- Buffy-Coats
- mit EDTA behandeltes Vollblut

Dieses BioWhittaker Zellkulturmedium wird nach cGMP hergestellt und mit dem Label "For Further Manufacturing" (FFM) versehen. GMP-Produkte sind nur für Forschungs- oder weitere Herstellungszwecke bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE DIREKTE THERAPEUTISCHE VERWENDUNG BEIM MENSCHEN BESTIMMT.