

SurPhob Spitzen, 300 µl XL

Low Binding, graduiert, Multivolumen
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0130 | Biozym

46,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

Spitzenlänge: 91 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 300 µl

Passend für alle gängigen Pipetten (20 µl, 100 µl, 300 µl)

Mit dieser verlängerten Spitze (91 mm) kann der Boden von Probenröhrchen einfach erreicht werden, ohne eine Kontamination des Pipettenkonus zu riskieren.