

Pipette, 8-Kanal, Nichipet Air 30 - 300 µl

Increment 1.0 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656123 | Nichiryo

698,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet Air
Pipettenvolumen: bis 300 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

Die Vorteile:

- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie