

## Pipette, 12-Kanal, Nichipet Air 0.5 - 10 µl

Increment 0.01 µl, ISO8655 zertifiziert  
variables Volumen



**Nichiryo**

1 Stück

Artikel-Nr.: 656125 | Nichiryo

**868,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 12-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet Air  
**Pipettenvolumen:** bis 10 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

**Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan**

#### Die Vorteile:

- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie