

Pipette, 12-Kanal, Nichipet Air 10 - 100 µl

Increment 0.1 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656126 | Nichiryo

868,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet Air
Pipettenvolumen: bis 100 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Nichipet Air - Das neue Leichtgewicht aus Japan

Die Vorteile:

- 70 % weniger Pipettier-Kraftaufwand als herkömmliche Pipetten
- Herausragende Genauigkeit und Präzision
- Kein versehentliches Verstellen während des Pipettierens möglich
- Autoklavierbar
- 5 (!) Jahre Garantie