

## Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos, steril

graduiert, mit Sicherheitsverschluss  
DNA-, DNase-, RNase-, ATP-, Pyrogenfrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Beutel à 1 Stück  
Artikel-Nr.: 710242 | Biozym

**33,70 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Sicherheitsverschluss  
**Farbe:** farblos  
**Graduierung:** graduert  
**Kategorie:** Reaktionsgefäße  
**Material:** PP  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 100 Beutel à 1 Stück  
**Volumen:** 2.0 ml

Die Biozym BudgetLine™-Tubes sind das Ergebnis einer perfekten Symbiose aus der Verschlussicherheit von Probenröhrchen mit Schraubverschluss kombiniert mit dem Komfort von Druckverschlussgefäßen.

Die Scharnierdeckel der Biozym Tubes verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Gebrauchs. Dies optimiert ideal die Arbeit mit gefährlichen und/oder wertvollen und empfindlichen Proben. Der Sicherheitsverschluss verhindert zudem zuverlässig die Verdunstung von Probenflüssigkeiten – auch bei langfristigen Lagerungen. Die Tubes mit Sicherheitsverschluss können Zentrifugationskräften bis 30.000 x g widerstehen.

Weitere Merkmale sind:

- Graduierung
- Durchstichzone im Deckel
- Schreibfeld
- Klarer Kunststoff
- Verpackt im Ziplock® Beutel (außer einzeln verpackt)

Die Gefäße werden frei von Human-DNA, DNase, RNase, Pyrogen, ATP, PCR-Inhibitoren geliefert. Sie werden aus hochreinem „Medical Grade“ Polypropylen Kunststoffen gefertigt. Die Tubes sind in geöffnetem Zustand autoklavierbar und

können von -80°C bis +100°C eingesetzt werden.