

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore



5 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1606 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1042-260-000-9

39,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Refills à 96 Stück