

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1601 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1042-800-000-9

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück