

Spitzen 1250 µl XL, FlexTop Wide Bore

steril



6 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC1605 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1042-965-008-9

52,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	6 Racks à 96 Stück