

Cell Saver Spitzen XL, 1000 µl , farblos

graduieret, Länge = 86.4 mm, Öffnung = 1.7 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: VT0040N | Biozym

28,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück