

## Western-Ready Transfer Buffer (10X)



**BioLegend**  
From Revvity

1 L

Artikel-Nr.: B426313 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 426313

**48,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

App\_Abbrev:WB

Format: WSTRN\_RDY

Verpackung: 1 L

Western-Ready Transfer Buffer (10X)

Clone:

Isotype:

Other\_Names:

Size: 1 L

Reactivity:

Format: WSTRN\_RDY

App\_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=20634>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>