

SafeSeal Cell Saver Spitzen, 200 µl XL, steril

Filterspitzen, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0360 | Biozym

39,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	2 Racks à 96 Stück