

SafeSeal Cell Saver Spitzen, 1000 µl XL, steril

Filterspitzen, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0370 | Biozym

99,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück