

## Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf, steril

Länge 68 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0198 | Biozym

**30,10 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Rundkopf
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Steril
- Länge: 68 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>

