

SafeSeal Gelloader 20 µl, steril

Filterspitzen, 0.57 mm Rundkopf, Länge 68 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0410 | Biozym

45,30 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Gelloader, Rundkopf
Sterilität:	steril
Verpackung:	2 Racks à 96 Stück