

## SafeSeal Gelloader 100 µl, steril

Filterspitzen, 0.57 mm Rundkopf, Länge 68 mm  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0420 | Biozym

**45,30 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	100 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Rundkopf
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	2 Racks à 96 Stück