

Spitzen 1250 µl, FlexTop UltraFine

steril, einzeln verpackt



1 Beutel à 200 Stück

Artikel-Nr.: LC1599 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1045-165-000-9

67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Beutel à 200 Stück